

# 75歳未満で後期高齢者を入力した場合の算定基準外チェック

75歳未満の患者様が後期高齢者の保険証を持ってきた場合、そのまま登録するとエラーが出ます。その場合、「後期チェック」にチェックをつけてから登録をすると、エラーを消すことができます。資格取得日を確認し、後期高齢者で間違いなければチェックをはずして登録してください。

1 75歳未満の患者様が後期高齢者の保険証を持ってきた場合、そのまま登録するとエラーが出ます。

2 【はい】を選択して、後期チェックのレ点を外します。